





LP 18 : Interférométrie à division d'amplitude




Interféromètre de Michelson



Configuration lame d'air




Configuration lame d'air : interféromètre « replié »





Configuration lame d'air en incidence

nc



Physique Tout-en-un
PC/PC*, Dunod, 2016 p807

Configuration lame d'air



Anneaux d'égale
inclinaison
Anneaux d'Haidinger

Mesure de l'écart du doublet du sodium

En incidence normale, on a : $\delta = 2e$.

$$I(e) = 2I_0 \left(1 + \frac{1}{2} \cos \left(\frac{4\pi e}{\lambda_1} \right) + \frac{1}{2} \cos \left(\frac{4\pi e}{\lambda_2} \right) \right)$$

$$\Leftrightarrow I(e) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(2\pi e \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) \cos \left(2\pi e \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right) \right) \right)$$

On pose $\bar{\lambda}$ et $\Delta\lambda$ tels que :

$$\frac{1}{\bar{\lambda}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)$$
$$\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1 \lambda_2}$$

Mesure de l'écart du doublet du sodium

Donc :

$$I(e) = 2I_0 \left(1 + \underbrace{\cos \left(\frac{4\pi e}{\bar{\lambda}} \right)}_{\text{Terme d'interférences}} \underbrace{\cos \left(2\pi e \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1 \lambda_2} \right)}_{\text{Contraste } \mathcal{C}(e)} \right)$$

Mesure de l'écart du doublet du sodium

$$\mathcal{C}(e) = 0 \Leftrightarrow 2\pi e \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

L'annulation du contraste est obtenue pour :

$$e_k = \frac{\lambda_1\lambda_2}{4\Delta\lambda} \pm k \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta\lambda}$$

Entre deux annulations :

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2\Delta\lambda}$$

Mesure de l'écart du doublet du sodium


Théoriquement, pour le doublet du sodium :

$$\lambda_1 = 589,0 \text{ nm et } \lambda_2 = 589,6 \text{ nm.}$$




$$\text{Donc } \Delta e = 0,29 \text{ mm}$$

Configuration coin d'air :

interférences à trois ondes liées




Configuration coin d'air




Franges d'égal
épaisseur
Franges de Fizeau

Dispositif à division de
front d'onde



Dispositif à division
d'amplitude



Pérez – Optique : Fondements et application –
DUNOD 7^{ème} édition p 287